

Dermatofiti D.T.M.

Terreno di coltura per la diagnosi delle dermatofitosi
del cane e del gatto



SPECIFICO

Per *Microsporum canis*, *Microsporum gypsum*,
Trichophyton mentagrophytes

PRATICO

Incubazione a temperatura ambiente

FACILE LETTURA

Test positivo in caso di viraggio di colore del terreno
al rosso entro 2-10 giorni dall'inseminazione

Confezioni da    test
NOVITÀ

La vendita di DTM è riservata ai Medici Veterinari.

È possibile acquistare DTM presso grossisti veterinari o direttamente dall'Azienda. Per conoscere le offerte commerciali relative a DTM contatta il tuo Informatore di zona oppure scrivi a commerciale@teknofarma.com

Teknofarma

Tel. 011 2731702 | teknofarma@teknofarma.com | www.teknofarma.com



SCOPRI DI PIÙ

